

「遊離テストステロン」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、標記項目の現行試薬販売中止に伴い、昨年2月より検査受託を中断しておりましたが、この度、外注先の方より体外診断薬用医薬品として承認された測定試薬の販売が開始されましたとの連絡がありました。これを受け、下記期日より測定試薬を変更し、下記要項にて検査受託を再開致しますので取り急ぎご案内致します。

先生方には多大なご迷惑をお掛け致しましたことを、深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

変更期日(検査再開日)

平成28年2月15日(月)受付日分より

変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
10144	遊離テストステロン	検査方法 基準値 報告上限値 報告下限値 所要日数	RIA(チューブ固相法) [セティ・メイカルラボ] 別掲参照 100 pg/mL 以上 0.2 pg/mL 未満 3~6日	RIA(チューブ固相法) [LSIメディエンス] 別掲参照 50.0 pg/mL 以上 0.4 pg/ml 未満 同左	* 午前中(9~12時)に採血して下さい。 * 性別・年齢を必ずご記入下さい。


ご不明な点等ございましたら、ご気軽にお申し付け下さい。

基準値


年齢		新 (pg/mL)	旧 (pg/mL)
男性	20～29歳	7.6～23.8	8.5～27.9
	30～39歳	6.5～17.7	7.6～23.1
	40～49歳	4.7～21.6	7.7～21.6
	50～59歳	4.6～19.6	6.9～18.4
	60～69歳	5.3～11.5	5.4～16.7
	70歳以上	4.6～16.9	(70～79歳) 4.5～13.8
女性	20～29歳	0.4～2.3	2.7 以下
	30～39歳	0.6～2.5	1.9 以下
	40～49歳	0.3～1.8	1.1 以下
	50歳以上	0.8～1.7	(50～59歳) 1.0 以下

新旧二法の相関

[全体]



[低値域]



(社内検討データ)

新法：RIA [セティ・メディカルラボ]

旧法：RIA [LSIメディエンス]