

## 新型コロナウイルス抗原検査 (SARS-CoV2抗原検出定量) 受託開始のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記検査項目を新たに内検査実施を開始しますので、ご案内いたします。

当社におきましては皆様のご要望に幅広くお応えすべく研鑽を重ねてまいります。

今後とも、引き続きお引き立てのほど宜しく願い申し上げます。

謹白

### 記

検査開始日

令和 3年 7月 26日(月) 受付分より

受託可能日

月曜日～土曜日

新規項目

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定量)

※詳細は裏面をご参照下さい。

## I N F O R M A T I O N

## ご案内

Vol.21-0-001

検査内容	
診療行為名称	SARS-CoV-2抗原検出（定量）
区分等	区分番号 D 012-00 検査区分：免疫学的検査 レセプト電算コード：160224250
点数(実施料)	600点
検体材料	鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液 ※現在のところ「だ液」では検査できませんのでご注意ください。
検査方法	ECLIA 法
基準値	陰性：COI<1.0 陽性：COI≥1.0
報告日数	1～3日 ※14時までに医師会館ラボへ到着した検体は、当日中にFAXにてご報告いたします。 ※上記以降に提出いただいた検体は、翌日のご報告となりますのでご了承ください。 ※土曜日ご提出の検体に関しては月曜日の検査となります。
採取容器	専用容器および密封キット ※ご用命次第お持ちしますので事前にご用命下さい。
採取法	鼻咽頭または鼻腔に使用した綿棒を輸送培地（コパンUTM）に入れ、 綿棒の上部をポキッと折り、輸送培地の蓋を閉めます。 輸送培地の外側を消毒用のアルウエットで拭いてください。
備考	(1) 提出容器は、蓋部分を必ず、パラフィルムでシールをしてください。 (2) 多項目との重複依頼は避けてください。
留意事項	(1) 本検査の測定値が検出感度未満であっても、SARS-CoV-2感染否定するものではありません。 診断においては、臨床症状含めて総合的に判断してください。 (2) 検体の取り扱い等については、厚生労働省より公表されている「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針」最新版をご参照ください。 (3) 検体の返却はいたしません。 追加検査をご検討の場合は、予備検体の採取・保管をお願いいたします。 (4) 検体の梱包は採取セットに同封の説明書に基づいて行ってください。