

細胞診用の検体容器

検体容器へのラベル添付は以下の図をご参照ください。

キャリーポット
(スライド塗抹標本)



スピッツ
(尿・体腔液)



喀痰容器



喀痰容器
(畜痰用)



(ご注意)

キャリーポットは依頼用紙1枚につき、容器1つをご使用ください。

婦人科細胞診 液状検体(LBC)容器



検体ラベルの位置
図のように縦方向に貼ってください。

曇りガラス部分は液体レベルの許容範囲です。液量がこの範囲内にあることを確認してください。